



PEM Einweg-Gleitfolie PEM Disposable Sliding Foil

Gebrauchsanleitung · Manual

Manual · Käsikirja

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Informationen

- 1.1 Produktvarianten
- 1.2 Hilfsmittelnummer
- 1.3 Zubehör
- 1.4 Lieferumfang
- 1.5 Lagerung, Transport
- 1.6 Nutzungsdauer / Lebenszyklus

2 Sicherheitshinweise

- 2.1 Verwendete Symbole
- 2.2 Funktionskontrolle

3 Produktanwendung

- 3.1 Indikation und Wiedereinsatz
- 3.2 Kontraindikation
- 3.3 Anwendungsrisiken
- 3.4 Einsatzbereiche
- 3.5 Illustration der Anwendung
- 3.6 Anwendung
- 3.7 Zulässiges Zubehör, Kombination mit anderen Produkten

4 Produktkennzeichnung / CE

5 Reinigung, Pflege und Desinfektion

- 5.1 Allgemein

6 Technische Daten

7 Garantie

8 Entsorgungshinweis

1 Allgemeine Informationen

Wir bedanken uns, dass Sie sich für ein Petermann Produkt entschieden haben.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor der ersten Verwendung sorgfältig durch!

Nach Erkenntnissen der modernen Arbeitsmedizin sind Menschen in Pflegeberufen arbeitsbedingt stark körperlich belastet. Oft kommt es zu Rückenschäden. Es gibt viele Situationen, in denen ein Pflegebedürftiger von einem Bett, einer Transportliege, einer Ambulanzziege, einem Röntgentisch oder einem Rollstuhl auf eine andere Liege- oder Sitzfläche umgelagert werden muss. Durch den Einsatz von Transferhilfen, kann die Belastung des Anwenders und des Pflegebedürftigen entscheidend reduziert werden.

Der Einsatz der Transferhilfen sollte unter der Voraussetzung erfolgen, dass der Anwender den Umgang mit ihnen erlernt hat. Der Anwender muss selbstständig entscheiden, welches Hilfsmittel der Situation des Pflegebedürftigen und dem beabsichtigten Bewegungsablauf gerecht wird.

Die PEM-Einweg-Gleitfolie ist Teil eines Produktprogramms, welches speziell zur Unterstützung beim Patiententransfer in Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen des Gesundheitswesens genutzt wird.

Das Produkt darf nur zu angegebenem Zweck und Bedingungen genutzt werden.

Die Hinweise in dieser Gebrauchsanleitung beziehen sich auf die pflegebedürftige Person, die umgelagert und bewegt wird sowie auf den Anwender, der den Transfer / die Umlagerung vornimmt.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn Sie zusätzliche Informationen oder Hilfe bei der Anwendung des Petermann Produktes benötigen.

Die Petermann PEM-Einweg-Gleitfolie ist patentiert unter folgenden Patent Nr.:

- DE 10 2006 058 367 B3
- EP 1 929 985 A2

1.1 Produktvarianten

Variante A

Bestell-Nr.: PM-060.60-100 PEM Einweg-Gleitfolie

Bestell-Nr.: PM-060.70-100 PEM Einweg-Gleitfolie

Variante B

Bestell-Nr.: PM-060.65-100 PEM-Einweg-Gleitfolie im Abrollkarton

Bestell-Nr.: PM-060.75-100 PEM-Einweg-Gleitfolie im Abrollkarton

1.2 Hilfsmittelnummer

Hilfsmittelnummer: nicht belegt

1.3 Zubehör

Bestell-Nr.: PM-060.10 Tisch-/Wandabroller (bis 600 mm Folienbreite)

Bestell-Nr.: PM-060.30 Tisch-/Wandabroller (bis 750 mm Folienbreite)

Bestell-Nr.: PMF-0200 Folienhalterung Edelstahl (passend für beide Breiten)

1.4 Lieferumfang

Variante A

PEM-Einweg-Gleitfolie

Gebrauchsanleitung

Variante B

PEM-Einweg-Gleitfolie

Abrollkarton

Spiralkabel

Folienmesser

Gebrauchsanleitung

1.5 Lagerung, Transport

Lagerung/Transport	bei -10°C – 25°C
	bei 50 – 75 % Luftfeuchtigkeit
Sonstiges:	vor Sonneneinstrahlung schützen

1.6 Nutzungsdauer / Lebenszyklus

Die PEM-Einweg-Gleitfolie ist ein Einwegprodukt und darf immer nur an einer Person verwendet werden. Sie ist nicht zur Aufbereitung oder für den Wiedereinsatz bestimmt.

Geöffnete Rollen der PEM-Einweg-Gleitfolie sollten innerhalb 6 Monaten verbraucht werden und unbedingt vor Schmutz, Wärme, Nässe oder Sonneneinwirkung geschützt werden, da sich sonst die Gleiteigenschaften erheblich verschlechtern können (siehe auch Technische Daten, Lagerung). Ungeöffnete Rollen sind mindestens haltbar bis 12 Monate nach Erhalt der Ware.

2 Sicherheitshinweise



WARNUNG kennzeichnet eine mögliche Gefährdung, die zu Personen- oder Sachschäden führen könnte.

- Es liegt in der Verantwortung der Einrichtung / des Anwenders anhand der Gegebenheiten (Gewicht / Gesundheitszustand des Pflegebedürftigen) und des Leistungsvermögens des Anwenders, zu beurteilen, ob ggf. mehrere Anwender für den Transfer notwendig sind oder zusätzliche Sicherungsmaßnahmen getroffen werden müssen.
- Achten Sie darauf, dass der Situation angemessen, unbedingt eine ausreichende Zahl von Anwendern den Transfer sichert.
- Achten Sie darauf, dass die Transfers rückengerecht von den Anwendern ausgeführt werden.
- Gewichtsbeschränkungen sind einzuhalten.
- Die PEM-Einweg-Gleitfolie nach jedem Transfer unbedingt entfernen.
- Rutschgefahr! Achten Sie darauf, dass der Pflegebedürftige beim Umlagern oder beim Transfer nicht vom Bett, der Liege etc. gleitet.
- Unfallgefahr! Achten Sie bei der Benutzung der PEM-Einweg-Gleitfolie immer darauf, dass das Bett, die Liege oder jeglicher beweglicher Untersatz sicher stehen, d. h. daran befindliche Bremsen arretiert sind.
- Verletzungsgefahr durch Schneidemeser! Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise auf der Gebrauchsanweisung der Abrollvorrichtung.
- Die PEM-Einweg-Gleitfolie darf nicht wiederaufbereitet werden. Eine Wiederaufbereitung der Folie kann zu Materialschäden und damit zu Gesundheitsschäden bei Pflegebedürftigen führen.
- Geöffnete Rollen der PEM-Einweg-Gleitfolie sind innerhalb sechs Monaten zu verbrauchen und unbedingt vor Schmutz, Wärme, Nässe- und Sonneneinwirkung schützen, da sich sonst die Gleiteigenschaften erheblich verschlechtern können.
- Beschädigte PEM-Einweg-Gleitfolien oder auch PEM-Einweg-Gleitfolien, die durch Anwendungs- oder Lagerungsfehler die Gleiteigenschaft verloren haben, dürfen nicht mehr verwendet werden.

2.1 Verwendete Symbole

	Einwegprodukt		max. Gewichtsbelastung siehe Punkt 6
	Warnung		Hersteller
	Temperaturbegrenzung		Vor Sonnenlicht fernhalten
	Feuchtigkeitsbegrenzung		Chargen-Nr./Lot-Nr.
	Gebrauchsanleitung beachten		Artikelnummer
	Konformitätszeichen		Code zur Identifikation
	Kennzeichnung Medical Device		

2.2 Funktionskontrolle

Auch PEM-Einweg-Gleitfolien unterliegen einem natürlichen Alterungsprozess. Überprüfen Sie die Hilfsmittel regelmäßig und sorgfältig. Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einem einwandfreien Zustand ist und das Material nicht beschädigt ist. Überprüfen Sie die Funktion des Produkts und stellen Sie sicher, dass das Material der Belastung standhält. Das spezielle Gleitmaterial ermöglicht durch seine glatte Oberfläche ein einfaches Gleiten und Bewegen. Überprüfen Sie diese Eigenschaften – am besten im Vergleich mit einem neuen Produkt.



➤ **Defekte Produkte dürfen nicht mehr verwendet werden!**

3 Produktanwendung

3.1 Indikation und Wiedereinsatz

Die Indikationen können aufgrund der großen Einsatzmöglichkeiten an keinem bestimmten Krankheitsbild festgemacht werden, da die PEM-Einweg-Gleitfolie für alle Anwendungen an Menschen mit Unterstützungsbedarf geeignet sind. Durch den reduzierten Reibungswiderstand können bei Anwendung der PEM-Einweggleitfolie die Ressourcen der Pflegebedürftigen genutzt werden. Für die Anwender verringert sich der Kraftaufwand.

Die PEM-Einweg-Gleitfolie ist ein Einwegprodukt und darf immer nur an einer Person verwendet werden. Sie ist nicht zur Aufbereitung oder für den Wiedereinsatz bestimmt!

3.2 Kontraindikation

Kontraindikationen können an keinem bestimmten Krankheitsbild festgemacht werden. Beachten Sie die Sicherheitshinweise unter Punkt 2.

Ist bei ängstlichen, schmerzempfindlichen, wahrnehmungsgestörten oder desorientierten Pflegebedürftigen aufgrund zu schneller Transferbewegungen der Muskeltonus erhöht, müssen Alternativen erarbeitet werden. Bitte sprechen Sie in diesem Fall mit unseren Spezialisten.

3.3 Anwendungsrisiken

- Bewegungen werden zu schnell ausgeführt → Sturzgefahr
- Ruckartige Bewegungen → Tonuserhöhung

3.4 Einsatzbereiche

Die PEM-Einweg-Gleitfolie findet ihren Einsatz in Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen des Gesundheitswesens sowie in der häuslichen Pflege. Der Einweggebrauch der PEM-Einweg-Gleitfolie bietet eine schnelle und vor allem hygienische Transferanwendung für die Anwender und fügt sich nahtlos in die Materialverwaltungslogistik einer Einrichtung ein. Rückengerecht und Kraft sparend für die Anwender, einfach und schonend für den Pflegebedürftigen reduzieren Sie mit der PEM-Einweg-Gleitfolie die Reibungskräfte, wenn Sie liegende oder sitzende Pflegebedürftige bewegen und/oder umlagern. Die PEM-Einweg-Gleitfolie verringert weitestgehend die potenziellen Gefahren beim Bewegen von Pflegebedürftigen wie es das Arbeitsschutzgesetz, die Lastenhandhabungsverordnung und die berufsgenossenschaftlichen Unfallverhütungsvorschriften verlangen.



3.5 Illustration der Anwendung



3.6 Anwendung

Die PEM-Einweg-Gleitfolie ist eine Schlauchfolie, hautverträglich, reißarm, latexfrei und biokompatibel. Die besondere Zusammensetzung des Materials unterstützt die hohe Gleitfähigkeit der PEM-Einweg-Gleitfolie beim Einsatz in der täglichen Pflege. Die PEM-Einweg-Gleitfolie kann auch als Einmalschutzhülle für die Umlagerungs- und Transferhilfen verwendet werden. Die PEM-Einweg-Gleitfolie wird als 100-m-Gebinde aufgerollt auf einem stabilen Pappkartonkern gebrauchsfertig in einem Versandkarton bzw. einem Spenderkarton geliefert.

3.6.1 Variante A

Folienrolle in den Abroller einlegen

- Abroller aufbauen (siehe Gebrauchsanweisung für Abroller)
- Folie aus Versandkarton nehmen
- Größenadapter seitlich in die Öffnungen des Pappkerns der Folienrolle stecken.
- Metallstange des Abrollers durch die Größenadapter und die Folienrolle schieben.
- Folienrolle von hinten mit Druck gegen den Abreißbügel in den Abroller schieben.
- Metallstange in die Stangenaufnahme des Abrollers hängen.
- Bei Wandmontage des Abrollers wird die Folienrolle von vorne eingebracht.
- Bei Wandmontage ist es wichtig die Folienrolle mit Hilfe einer zweiten Person einzubringen.

Folie ablängen

- PEM-Einweg-Gleitfolie mit beiden Händen eine $\frac{3}{4}$ Drehung entgegen der Abrollrichtung bewegen.
- Der Folienanfang lässt sich nun leicht greifen
- Mit beiden Händen die PEM-Einweg-Gleitfolie in der gewünschten Länge unter dem Abreißbügel herausziehen.
- Die Beschriftungen sind in einem Abstand von ca. 50 cm aufgedruckt und dienen als Maßhilfe.
- Mit einer Hand den Abreißbügel leicht auf die PEM-Einweg-Gleitfolie drücken.
- Mit der anderen Hand die PEM-Einweg-Gleitfolie über den Abreißbügel ziehen.
- Die PEM-Einweg-Gleitfolie lässt sich ohne Kraftaufwand leicht und sauber abreißen.

Folie einlegen I

- PEM-Einweg-Gleitfolie zwischen den Händen reiben.
- Die Luft zwischen der PEM-Einweg-Gleitfolie erleichtert die Gleitbewegung.
- PEM-Einweg-Gleitfolie quer unter das Becken des Pflegebedürftigen schieben.

Folie einlegen II

- PEM-Einweg-Gleitfolie zwischen den Händen reiben.
- Die Luft zwischen der PEM-Einweg-Gleitfolie erleichtert die Gleitbewegung.
- Pflegebedürftigen in Halbseitenlage bringen.
- PEM-Einweg-Gleitfolie ca. $\frac{1}{3}$ nach unten einschlagen.
- PEM-Einweg-Gleitfolie am Rücken des Pflegebedürftigen anlegen, die Position kann entsprechend variieren.
- Pflegebedürftigen in Rückenlage bringen.
- Eingeschlagenes Drittel seitlich unter dem Pflegebedürftigen durchziehen.
- Der Pflegebedürftige sollte mittig auf der PEM-Einweg-Gleitfolie liegen.

Bewegen zum Kopfende

Voraussetzung: Die Füße können aufgestellt werden. Hier wird der Einsatz einer Antirutschmatte empfohlen!

- Füße des Pflegebedürftigen aufstellen.
- Pflegebedürftiger kann sich durch abdrücken der Beine selbständig oder mit Hilfe des Anwenders nach oben bewegen.

Ist das Aufstellen der Füße nicht möglich, ist ein weiteres Stück PEM-Einweg-Gleitfolie erforderlich.

Bewegen zur Seite

Voraussetzungen: keine

Durch die Flexibilität der PEM-Einweg-Gleitfolie sind seitliche Transfers möglich.

Herausnehmen

Nach erfolgter Positionierung kann die PEM-Einweg-Gleitfolie entfernt werden, ohne den Pflegebedürftigen zu bewegen.

3.6.2 Variante B

PEM-Einweg-Gleitfolie im Abrollkarton vorbereiten

- Kartondeckel öffnen
- Folienschneider und Spiralschnur entnehmen
- Folienrolle im Karton drehen, so dass der Folienanfang oben liegt.
- Klebeband auf der Folie entfernen
- Folienanfang mit beiden Händen ca. 50 cm aus dem Karton ziehen.
- Folienanfang an der vorderen Kante des Kartons herausziehen.
- Kartondeckel schließen

PEM-Einweg-Gleitfolie ablängen

- PEM-Einweg-Gleitfolie durch die Spenderöffnung in der gewünschten Länge mit beiden Händen nach unten herausziehen.
- PEM-Einweg-Gleitfolie mit einer Hand festhalten.
- Folienschneider auf dem Kartondeckel mit der anderen Hand ansetzen.
- PEM-Einweg-Gleitfolie ohne abzusetzen schneiden.

Tipp: Um eine exakt gerade Schnittlinie zu erhalten, können Sie den Folienschneider während des Schneidens auch an der Kartonkante des Deckels entlangführen.

Mit dem Spiralkabel lässt sich der Folienschneider durch die Klebepads mit dem Spenderkarton oder mit dem Standort verbinden.

Besuchen Sie uns auch auf unserer Website unter www.pm-med.de oder sehen sich unsere ausführlichen Produktvideos auf unserem YouTube Channel an.



3.7 Zulässiges Zubehör, Kombination mit anderen Produkten

Petermann Transferhilfen sind Teil eines umfassenden Programmes von Hilfsmitteln, die für Anwender effektiv und rückschonend und für Pflegebedürftigen angenehm und unterstützend wirken. Je nach Situation und Krankheitsbild können daher weitere Petermann Produkte zum Einsatz kommen. Fragen Sie unsere Spezialisten. Wir helfen Ihnen gerne!

4 Produktkennzeichnung / CE


Die Petermann PEM-Einweg-Gleitfolie ist ein Medizinprodukt der Klasse I und entspricht der EU-Regulation 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rats vom 05.04.2017 für Medizinprodukte, auch als MDR bezeichnet.

Die Petermann GmbH ist zertifiziert nach DIN EN ISO 13485 durch den TÜV Süd, Medizinprodukte - Qualitätsmanagementsystem für den Geltungsbereich Design und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Hilfsmitteln für immobile Menschen.



5 Reinigung, Pflege und Desinfektion

Die PEM-Einweg-Gleitfolie kann nicht gewaschen oder behandelt werden, da sie nur für den Einweg-Gebrauch bestimmt ist. Geöffnete Rollen der PEM-Einweg-Gleitfolie sollten innerhalb von sechs Monaten verbraucht werden und unbedingt vor Schmutz, Wärme-, Nässe oder Sonneneinwirkung geschützt werden, da sich sonst die Gleiteigenschaften erheblich verschlechtern können.



Hinweise, die Abrollvorrichtung betreffend, entnehmen Sie der entsprechenden Gebrauchsanleitung.

6 Technische Daten

Artikel-Nr.	Material	Farbe	Belastung
PM-060.60-100	Polyetylen (LDPE), latexfrei	grün	200 kg
PM-060.65-100	Polyetylen (LDPE), latexfrei	grün	200 kg
PM-060.70-100	Polyetylen (LDPE), latexfrei	grün	200 kg
PM-060.75-100	Polyetylen (LDPE), latexfrei	grün	200 kg

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm	Gewicht	UDI
PM-060.60-100	PEM-Einweg- Gleitfolie 60 cm	100 m x 600 mm x 0,05 mm	6180 g	(01)04250355360601(10)x
PM-060.65-100	PEM-Einweg- Gleitfolie 60 cm mit Abrollkarton und Folienmesser	100 m x 600 mm x 0,05 mm	6360 g	(01)04250355360656(10)x
PM-060.70-100	PEM-Einweg- Gleitfolie 70 cm	100 m x 700 mm x 0,05 mm	7580 g	(01)04250355360700(10)x
PM-060.75-100	PEM-Einweg- Gleitfolie 70 cm mit Abrollkarton und Folienmesser	100 m x 700 mm x 0,05 mm	7780 g	(01)04250355360755(10)x

Die Produktion unserer Artikel unterliegt höchsten Qualitätsanforderungen. Aufgrund üblicher Fertigungsschwankungen stellen daher Maßangaben und sonstige von uns publizierte Informationen zur Beschaffenheit unserer Produkte immer definierte Produktionsabmessungen da. Abweichungen, die Sie feststellen, wurden durch unser Kontrollverfahren geprüft, und stellen keine Leistungsminderung des jeweiligen Produktes dar.

7 Garantie

- Die Firma Petermann garantiert, dass das Produkt frei von Material- und Verarbeitungsmängeln ist.
- Die Firma Petermann ist nicht für zufällige oder mittelbare Verletzung bzw. Sachschäden haftbar.

8 Entsorgungshinweis

Für die PEM-Einweg-Gleitfolie bestehen keine besonderen Entsorgungsvorschriften, sie kann gemäß nationalen und örtlichen Vorschriften entsorgt werden.



Petermann GmbH
Waldweg 3
D-91601 Dombühl
Telefon: +49 (0) 9868-9339-0
E-Mail: petermann@pm-med.de

Table of Contents

1 General Information

- 1.1 Product versions
- 1.2 Accessories
- 1.3 Scope of delivery
- 1.4 Storage, transport
- 1.5 Service life / lifecycle

2 Safety information

- 2.1 Symbols used
- 2.2 Function check

3 Using the product

- 3.1 Indication and further use
- 3.2 Contraindications
- 3.3 Application risks
- 3.4 Areas of application
- 3.5 Application illustration
- 3.6 Application
- 3.7 Approved accessories, combination with other products

4 Product marking / CE

5 Cleaning, care and disinfection

6 Technical Data

7 Warranty

8 Disposal information

1 General Information

Thank you for choosing a Petermann product.

Please read the user manual carefully before using the product for the first time!

The current understanding in modern occupational health and safety is that people in nursing professions experience significant work-related physical strain. Back injuries are common. There are many situations in which a patient has to be transferred from a bed, a wheeled stretcher, ambulance stretcher, an X-Ray table or a wheelchair to a different stretcher or seat. The strain on the user and the patient / care-dependent can be reduced significantly through the use of PEM Disposable Sliding Foil.

The use of transfer aids should be conditional upon the user having learned to use the equipment properly. The user has to decide for themselves what equipment is suitable to the patient's situation and the intended sequence of movements.

The PEM Disposable Sliding Foil is part of a product line which is used to support any patient transfer in hospitals and other health care facilities.

The product may only be used for the specified purpose and under the specified conditions.

The information in this user manual is for the patient who is being transferred and moved, as well as the user performing the transfer / position change.

Contact us if you require additional information or assistance using the Petermann product.

The Petermann PEM Disposable Sliding Foil is patented under following patent no.:

- DE 10 2006 058 367 B3
- EP 1 929 985 A2

1.1 Product versions

Option A

Item No.: PM-060.60-100 PEM Disposable Sliding Foil

Item No.: PM-060.70-100 PEM Disposable Sliding Foil

Option B

Item No.: PM-060.65-100 PEM Disposable Sliding Foil incl. dispenser box and foil cutter

Item No.: PM-060.75-100 PEM Disposable Sliding Foil incl. dispenser box and foil cutter

1.2 Accessories

Item No.: PM-060.10 Dispenser for Sliding Foil (for roll width 600 mm)

Item No.: PM-060.30 Dispenser for Sliding Foil (for roll width 750 mm)

Item No.: PMF-0200 Wall Rack for Foils (for roll width 600 and 750 mm)

1.3 Scope of delivery

Option A

PEM Disposable Sliding Foil

User manual

Option B

PEM Disposable Sliding Foil

Dispenser box

Spiral cable

Foil cutter

User manual

1.4 Storage, transport

Store/transport	at -10 °C – 25 °C
	at 50 – 75 % relative humidity
Other:	protect from sunlight

1.5 Service life / lifecycle

The PEM Disposable Sliding Foil is a disposable product and may only be used for one person. It is not suitable for processing or reuse.

Opened rolls of PEM Disposable Sliding Foil should be used up within 6 months. Protecting the foil from dirt, heat, moisture and sunlight is essential, otherwise the sliding properties can degrade significantly (also refer to the technical data, storage). Unopened rolls have a shelf life of at least 12 months after receiving the product.

2 Safety information



WARNING indicates a potential danger which could lead to personal injury or material damage.

- It is the responsibility of the organisation / the user to determine, on the basis of the circumstances (weight / health condition of the patient) and the capabilities of the user, whether several users may be required for the transfer and/or whether additional safety measures are required.
- It is essential to ensure that the number of users is sufficient to ensure a safe transfer in the given situation.
- Ensure that the transfers are performed by the users in a back-friendly manner.
- Weight limits must be observed (200 kg).
- Be sure to remove the PEM Disposable Sliding Foil after every transfer.
- Risk of slipping! Ensure that the patient doesn't slide off the bed, stretcher, etc. during repositioning or transferring.
- Risk of accident! When using the PEM Disposable Sliding Foil, always ensure that the bed, the stretcher or any sort of mobile support whatsoever is standing securely, i.e. that brakes on it are engaged.
- Risk of injury on the cutter! Observe the safety information on the dispenser user manual.
- The PEM Disposable Sliding Foil must not be reprocessed. Reprocessing of the foil can lead to material damage and thus result in harm to the patient.
- Opened rolls of the PEM Disposable Sliding Foil must be used up within six month. Protecting the foil from dirt, heat, moisture and sunlight is essential, otherwise the sliding properties can degrade significantly.
- Damaged PEM Disposable Sliding Foils or PEM Disposable Sliding Foils which have lost their sliding properties due to application or storage errors must not be used.

2.1 Symbols used

	For single use only		max. load capacity see item 6
	Warning		Manufacturer
	Storage temperature		Keep away from sunlight
	Moisture limit		Batch no. / lot no.
	Observe the user manual		Item number
	Conformity mark		Identification code
	Medical device label		

2.2 Function check

PEM Disposable Sliding Foils are also subject to a natural ageing process. Inspect the aids regularly and carefully. Ensure that the product is in sound condition and that the material is not damaged. Verify proper functionality of the product and ensure that the material withstands the load. The smooth surface of the special sliding material allows for easy sliding and moving. Check these properties – ideally in comparison to a new product.



➤ **Defective products may no longer be used!**

3 Using the product

3.1 Indication and further use

Due to the wide range of possible applications, the indications cannot be tied to a specific clinical picture, since PEM disposable PEM Disposable Sliding Foils are suitable for all applications involving people who require assistance. Thanks to the reduced friction, the capabilities of the patient can be put to use when PEM disposable PEM Disposable Sliding Foils are used. The effort required on the part of the user is reduced.

The PEM Disposable Sliding Foil is a disposable product and may only be used for one person. It is not suitable for processing or reuse!

3.2 Contraindications

Contraindications cannot be tied to a specific clinical picture. Observe the safety information under item 2.

If the muscle tone is elevated due to transfer movements being performed too quickly in patients who are anxious, are pain-sensitive, have a perceptual disability or are disoriented, then alternatives have to be developed. Please contact our experts if this is the case.

3.3 Application risks

- Movements are performed too quickly → risk of falling
- Jerky movements → risk of elevated tone

3.4 Areas of application

The PEM Disposable Sliding Foil is used in hospitals and other health care facilities as well as home care settings. The disposability of the PEM Disposable Sliding Foil means a rapid and particularly hygienic transfer for users and integrates seamlessly into the material administration logistics of a facility. Back-friendly and energy-saving for users, simple and comfortable for patients – with the PEM Disposable Sliding Foil you reduce friction when you move and/or reposition recumbent or sitting patients. The PEM Disposable Sliding Foil reduces the potential dangers when moving patients as far as possible, as required by the occupational health and safety legislation, the load handling regulations and the accident prevention regulations.



3.5 Application illustration



3.6 Application

The PEM Disposable Sliding Foil is a tubular foil, skin-friendly, tear-resistant, latex-free and biocompatible. The special material composition enhances the high level of slip provided by the PEM Disposable Sliding Foil in daily care. The PEM Disposable Sliding Foil can also be used as a disposable protective cover for repositioning and transfer aids. The PEM Disposable Sliding Foil is supplied as a 100 m roll on a sturdy cardboard core, ready to use in a shipping box or dispensing box.

3.6.1 Option A

Place the foil roll in the dispenser

- Set the dispenser up (see the dispenser user manual).
- Remove the foil from the shipping box.
- Attach the size adapters to the openings in the cardboard core on the side of the foil roll.
- Slide the metal rod of the dispenser through the size adapters and the foil roll.
- Place the foil roll into the dispenser from the back and push it against the dispenser cutter.
- Hook the metal rod into the rod holder on the dispenser.
- If the dispenser is wall-mounted, then the foil roll is loaded from the front.
- A second person is required to load the foil roll if the dispenser is wall-mounted.

Cut the foil to length

- With both hands, move the PEM Disposable Sliding Foil by $\frac{3}{4}$ of a turn opposite the unrolling direction.
- The end of the foil can only be grasped gently.
- With both hands, pull the desired length of PEM Disposable Sliding Foil out below the cutter.
- The text is printed on at approx. 50 cm intervals and helps to measure the length.
- Gently press the cutter against the PEM Disposable Sliding Foil with one hand.
- Pull the PEM Disposable Sliding Foil over the cutter with the other hand.
- The PEM Disposable Sliding Foil can be torn off easily and cleanly without force.

Foil placement I

- Rub the PEM Disposable Sliding Foil between your hands.
- The air between the PEM Disposable Sliding Foil facilitates the sliding movement.
- Push the PEM Disposable Sliding Foil crosswise under the patient's pelvis.

Foil placement II

- Rub the PEM Disposable Sliding Foil between your hands.
- The air between the PEM Disposable Sliding Foil facilitates the sliding movement.
- Place the patient on their side.
- Fold the PEM Disposable Sliding Foil down by approx. $\frac{1}{3}$.
- Place the PEM Disposable Sliding Foil against the patient's back, the position may vary correspondingly.

- Place the patient on their back.
- Pull the folded under third through sideways underneath the patient.
- The patient should be positioned in the centre of the PEM Disposable Sliding Foil.

Moving toward the head

Prerequisites: The legs can be flexed. Use of an anti-slip mat is recommended in this case!

- Flex the patient's legs.
- The patient can move up by pushing with their legs, on their own or with the user's assistance.

If the legs cannot be flexed, then an additional piece of PEM Disposable Sliding Foil is required.

Moving to the side

Prerequisites: none

The flexibility of the PEM Disposable Sliding Foil allows for sideways transfers.

Removal

After positioning has been completed, the PEM Disposable Sliding Foil can be removed without moving the patient.

3.6.2 Option B

Prepare the PEM Disposable Sliding Foil in the dispenser box

- Open the box lid.
- Remove the foil cutter and spiral cord.
- Turn the foil roll in the box so that the foil end is on top.
- Remove the tape from the foil.
- Pull the foil end approx. 50 cm out of the box with both hands.
- Pull the foil end out at the front edge of the box.
- Close the box lid.

Cutting the PEM Disposable Sliding Foil foil to length

- Pull the desired length of PEM Disposable Sliding Foil down and out through the dispenser opening with both hands.
- Hold the PEM Disposable Sliding Foil with one hand.
- Place the foil cutter against the box lid with the other hand.
- Cut the PEM Disposable Sliding Foil in one continuous movement.

Hint: To achieve an exact straight cut, you can also run the foil cutter along the edge of the box lid while cutting.

The spiral cord can be used to secure the foil cutter to the dispenser box or the location using the adhesive pad.

Visit our website at www.pm-med.de or watch our comprehensive product videos on our YouTube channel.




3.7 Approved accessories, combination with other products

Petermann transfer aids are part of a comprehensive aid product range, which are effective and back-friendly for the user and comfortable and supportive for the patients. Additional Petermann products may be used according to the situation and clinical picture. Ask our experts. We are happy to help you!

4 Product marking / CE


The Petermann PEM-Disposable PEM Disposable Sliding Foil is a Class I Medical Device and meets the EU-Regulation 2017/745 of the European Parliament and Council dated 05.04.2017 for medical devices, also called MDR.

Petermann GmbH is certified in accordance with DIN EN ISO 13485 by TÜV Süd, Medical Devices - Quality management systems applicable to the design and development, production and distribution of aids for people of limited mobility.



5 Cleaning, care and disinfection

The PEM Disposable Sliding Foil cannot be washed or treated since it is only intended for disposable use. Opened rolls of PEM Disposable Sliding Foil should be used up within six months. Protecting the foil from dirt, heat, moisture and sunlight is essential, otherwise the sliding properties can degrade significantly.



Please refer to the corresponding user manual for information regarding the dispenser.

6 Technical Data

Item no.	Material	Colour	Load-bearing capacity
PM-060.60-100	Polyethylene (LDPE), latex free	green	200 kg
PM-060.65-100	Polyethylene (LDPE), latex free	green	200 kg
PM-060.70-100	Polyethylene (LDPE), latex free	green	200 kg
PM-060.75-100	Polyethylene (LDPE), latex free	green	200 kg

Item no.	Description	Dimensions in mm	Weight	UDI
PM-060.60-100	PEM Disposable Sliding Foil 60 cm	100 m x 600 mm x 0,05	6180 g	(01)04250355360601(10)x
PM-060.65-100	PEM Disposable Sliding Foil 60 cm with dispenser box and foil cutter	100 m x 600 mm x 0,05	6360 g	(01)04250355360656(10)x
PM-060.70-100	PEM Disposable Sliding Foil 70 cm	100 m x 700 mm x 0,05	7580 g	(01)04250355360700(10)x
PM-060.75-100	PEM Disposable Sliding Foil 70 cm with dispenser box and foil cutter	100 m x 700 mm x 0,05	7780 g	(01)04250355360755(10)x

The manufacturing of our products is subject to highest quality standards. Due to usual manufacturing variations published dimensions and further information concerning the condition of the product are defined as target production specifications. Deviations which might occur are monitored by professional quality management procedures and do not represent a reduction in performance of the respective product.

7 Warranty

- The company Petermann warrants that the product is free from defects in material and workmanship.
- The company Petermann is not liable for accidental or consequential injury or material damage.

8 Disposal information

There are no specific disposal regulations for PEM Disposable Sliding Foils, they can be disposed of in accordance with applicable national and local regulations.



Petermann GmbH
Waldweg 3
D-91601 Dombühl
Phone: +49 (0) 9868-9339-0
Email: petermann@pm-med.de

Innehållsförteckning

1 Allmän information

- 1.1 Produktversioner
- 1.2 Tillbehör
- 1.3 Leveransomfattning
- 1.4 Förvaring, transport
- 1.5 Livslängd/livscykel

2 Säkerhetsinformation

- 2.1 Symboler som används
- 2.2 Funktionskontroll

3 Användning av produkten

- 3.1 Indikation och fortsatt användning
- 3.2 Kontraindikationer
- 3.3 Risker vid användning
- 3.4 Användningsområden
- 3.5 Bild av användning
- 3.6 Användning
- 3.7 Godkända tillbehör, i kombination med andra produkter

4 Produktmärkning/CE

5 Rengöring, skötsel och desinficering

6 Tekniska data

7 Garanti

8 Information om kassering

1 Allmän information

Tack för att du valt en Petermann-produkt.

Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten för första gången!

Det rådande synsättet på arbetsmiljöområdet är att personer i vårdyrken upplever betydande arbetsrelaterad fysisk belastning. Ryggskador är vanliga. Det finns många situationer där en brukare måste flyttas över från en säng, en bår med hjul, en ambulansbår, ett röntgenbord eller en rullstol till en annan bår eller stol. Belastningen på användaren och brukaren kan minskas avsevärt genom att OnlyU Cover används.

Användning av förflyttningshjälpmedel förutsätter att användaren har lärt sig att använda utrustningen på rätt sätt. Användaren måste själv bestämma vilken utrustning som är lämplig för brukarens situation och den förväntade rörelsesekvensen.

OnlyU Cover ingår i en produktlinje som används för att stödja all överflyttning av brukare på sjukhus och andra vårdinrättningar.

Produkten får endast användas för det angivna ändamålet och under de angivna förutsättningarna.

Informationen i denna bruksanvisning är avsedd för brukaren som överflyttas och för den användare som utför överflyttningen/positionsändringen.

Kontakta oss om du behöver ytterligare information eller hjälp med att använda Petermann-produkten.

OnlyU Cover från Petermann omfattas av patent med följande patentnr.:

- DE 10 2006 058 367 B3
- EP 1 929 985 A2

1.1 Produktversioner

Alternativ A

Artikelnr: PM-060.60-100 OnlyU Cover

Artikelnr: PM-060.70-100 OnlyU Cover

Alternativ B

Artikelnr: PM-060.65-100 OnlyU Cover inkl. 60 cm x 100 m, inklusive kartonglåda

1.2 Tillbehör

Artikelnr: PM-060.10 OnlyU väggfäste för 600 mm rullbredd

Artikelnr: PM-060.30 OnlyU väggfäste för 750 mm rullbredd

Artikelnr: PMF-0200 OnlyU hållare

1.3 Leveransomfattning

Alternativ A

OnlyU Cover

Bruksanvisning

Alternativ B

OnlyU Cover

Dispenserlåda

Spiralkabel

Folieskärare

Bruksanvisning

1.4 Förvaring, transport

Förvaring/transport	vid -10 °C–25 °C
	vid 50–75 % relativ luftfuktighet
Övrigt:	skydda mot solljus

1.5 Livslängd/livscykel

OnlyU Cover är en engångsprodukt och får bara användas för en person. Den är inte lämplig för bearbetning eller återanvändning.

Öppnade rullar av OnlyU Cover bör förbrukas inom 6 månader. Det är viktigt att skydda folien från smuts, värme, fukt och solljus – annars kan glidegenskaperna försämrast avsevärt (se även tekniska data, förvaring). Öppnade rullar har en hållbarhetstid på minst 12 månader från det att produkten tagits emot.

2 Säkerhetsinformation



VARNING indikerar en potentiell fara som kan leda till personskador eller materiella skador.

- Det är organisationens/användarens ansvar att utifrån omständigheterna (brukarens vikt/hälsotillstånd) och användarens förmåga avgöra om flera användare kan behövas för överflyttningen och/eller om ytterligare säkerhetsåtgärder krävs.
- Det är viktigt att se till att antalet användare är tillräckligt för att säkerställa en säker överflyttning i den aktuella situationen.
- Se till att användarna utför överflyttningen på ett sätt som är skonsamt för ryggen.
- Viktgränser måste respekteras (200 kg).
- Se till att OnlyU Cover tas bort efter varje överflyttning.
- Risk för att halka! Se till att brukaren inte glider av sängen, bårn etc. under positionering eller överflyttning.
- Risk för olyckor! När du använder OnlyU Cover ska du alltid se till att sängen, bårn eller andra former av mobilt stöd står stabilt, det vill säga att bromsarna är aktiverade.
- Risk för skador på skäraren! Följ säkerhetsinformationen i bruksanvisningen för dispensern.
- OnlyU Cover får inte omarbetas. Omarbetning av skyddsfodralet kan leda till materiella skador och därmed till skada för brukaren.
- Öppnade rullar av OnlyU Cover måste förbrukas inom sex månader. Det är viktigt att skydda folien från smuts, värme, fukt och solljus – annars kan glidegenskaperna försämrats avsevärt.
- Skadade OnlyU Covers eller OnlyU Covers som har förlorat sina glidegenskaper på grund av fel vid användning eller förvaring får inte användas.

2.1 Symboler som används

	Endast för engångsbruk		max lastkapacitet se punkt 6
	Varning!		Tillverkare
	Förvaringstemperatur		Skydda mot solljus
	Fuktgräns		Batch no./Lot no.
	Följ bruksanvisningen		Artikelnummer
	Märkning om överensstämmelse		Identifieringskod
	Etikett för medicintekniska produkter		

2.2 Funktionskontroll

OnlyU Covers utsätts också för en naturlig åldrandeprocess. Inspektera hjälpmedlen regelbundet och noggrant. Säkerställ att produkten är i gott skick och att materialet inte är skadat. Kontrollera att produkten fungerar korrekt och att materialet tål belastningen. Den släta ytan på det särskilda glidmaterialet möjliggör enkel glidande förflyttning. Kontrollera dessa egenskaper – helst i jämförelse med en ny produkt.



➤ **Defekta produkter får inte längre användas!**

3 Användning av produkten

3.1 Indikation och fortsatt användning

Mot bakgrund av det stora antalet möjliga användningsområden kan indikationerna inte kopplas till en specifik klinisk bild, eftersom OnlyU Covers för engångsbruk är lämpliga för alla användningsområden där individer behöver hjälp. Tack vare den minskade friktionen kan brukarens förmåga användas när OnlyU Covers för engångsbruk används. Den ansträngning som krävs av brukaren blir mindre.

OnlyU Cover är en engångsprodukt och får bara användas för en person. Den är inte lämplig för bearbetning eller återanvändning!

3.2 Kontraindikationer

Kontraindikationer kan inte kopplas till en specifik klinisk bild. Följ säkerhetsinformationen under punkt 2.

Om muskelspänningen ökar på grund av att förflyttningen utförs för snabbt när det gäller brukare som är oroliga, smärtekänsliga, har en perceptuell eller kognitiv funktionsnedsättning krävs alternativa lösningar. Kontakta våra experter om så är fallet.

3.3 Risker vid användning

- Rörelser utförs för snabbt → risk för fall
- Hastiga rörelser → risk för muskelspänning

3.4 Användningsområden

OnlyU Cover används på sjukhus och andra vårdinrättningar samt inom hemsjukvård. Att OnlyU Cover är en engångsprodukt innebär en snabb och särskilt hygienisk överflyttning för brukare och integreras sömlöst i en vårdinrättnings materiallogistik. Skonsamt för ryggen och energibesparande för användarna, enkelt och bekvämt för brukarna – med OnlyU Cover minskar du friktionen när du flyttar och/eller positionerar halvliggande eller sittande brukare. OnlyU Cover minskar de potentiella riskerna vid överflyttning av brukare så långt möjligt, i enlighet med regler för arbetsmiljö, regler för hantering av belastning och förebyggande av olyckor.



3.5 Bild av användning



3.6 Användning

OnlyU Cover är en tubformad folie som är hudvänlig, rivbeständig, latexfri och biokompatibel. Materialets särskilda sammansättning förstärker den höga glidnivån som OnlyU Cover erbjuder i den dagliga vården. OnlyU Cover kan också användas som engångsskydd för positionerings- och överflyttningshjälpmedel. OnlyU Cover levereras som en rulle på 100 m på en robust kartongkärna och är klar för användning i en leveranslåda eller dispenserlåda.

3.6.1 Alternativ A

Placera folierullen i dispensern

- Ställ in dispensern (se bruksanvisningen för dispensern).
- Ta bort folien från leveranslådan.
- Fäst storleksadaptorna på öppningarna i kartongkärnan på folierullens sida.
- För ut dispenserns metallstång genom storleksadaptorna och folierullen.
- Placera folierullen i dispensern från baksidan och tryck den mot dispenserns skärare.
- Haka fast metallstången i stånghållaren på dispensern.
- Om dispensern är väggmonterad sätts folierullen i framifrån.
- Det krävs två personer för att sätta i folierullen om dispensern är väggmonterad.

Skär folien till önskad längd

- Använd båda händerna för att dra OnlyU Cover med $\frac{3}{4}$ vridning mot avrullningsriktningen.
- Foliekanten ska hanteras försiktigt.
- Dra med båda händerna ut önskad längd av OnlyU Cover under skäraren.
- Den tryckta texten återkommer med ca 50 cm mellanrum och är till hjälp vid mätning av längden.
- Tryck försiktigt skäraren mot OnlyU Cover med en hand.
- Dra OnlyU Cover över skäraren med den andra handen.
- Det är enkelt att riva av OnlyU Cover rakt och kräver ingen kraft.

Folieplacering I

- Gnugga OnlyU Cover mellan händerna.
- Luft mellan OnlyU Cover underlättar glidrörelsen.
- För in OnlyU Cover på tvären under brukarens bäcken.

Folieplacering II

- Gnugga OnlyU Cover mellan händerna.
- Luft mellan OnlyU Cover underlättar glidrörelsen.
- Lägg brukaren på sidan.
- Vik ner OnlyU Cover med cirka $\frac{1}{3}$.
- Placera OnlyU Cover mot brukarens rygg – positionen kan variera på motsvarande sätt.
- Lägg brukaren på rygg.
- Dra den vikta tredjedelen i sidled under brukaren.
- Brukaren ska placeras i mitten av OnlyU Cover.

Förflyttning mot huvudänden

Förutsättningar: Brukaren kan böja benen. Användning av en Anti-Slip Mat rekommenderas i detta fall!

- Böj brukarens ben.
- Brukaren kan ta sig upp genom att trycka på med benen, på egen hand eller med användarens hjälp.

Om benen inte kan böjas krävs ytterligare en bit OnlyU Cover.

Förflyttning i sidled

Förutsättningar: inga

Flexibiliteten hos OnlyU Cover möjliggör överflyttningar i sidled.

Borttagning

När positioneringen är klar kan OnlyU Cover tas bort utan att brukaren behöver flyttas.

3.6.2 Alternativ B

Förbered OnlyU Cover i dispenserlådan

- Öppna locket på lådan.
- Ta bort folieskäraren och spiralsladden.
- Vrid folierullen i lådan så att foliekanten är överst.
- Ta bort tejpén från folien.
- Dra ut folien cirka 50 cm ur lådan med båda händerna.
- Dra ut foliekanten till lådans framkant.
- Stäng locket på lådan.

Skär av OnlyU Cover-folien i önskad längd

- Dra önskad längd av OnlyU Cover nedåt och ut genom dispenseröppningen med båda händerna.
- Håll i OnlyU Cover med en hand.
- Placera folieskäraren mot lådans lock med den andra handen.
- Skär OnlyU Cover med en kontinuerlig rörelse.

Tips: För att få ett exakt rakt snitt kan du också dra folieskäraren längs kanten av lådans lock medan du skär.

Spiralsladden kan användas för att fästa folieskäraren på dispenserlådan eller platsen med hjälp av fästdynan.

Besök vår webbplats på www.pm-med.de eller titta på våra produktvideofilmer på vår YouTube-kanal.



3.7 Godkända tillbehör, i kombination med andra produkter

Petermanns överflyttningshjälpmedel ingår i ett omfattande sortiment av hjälpmedel, som är effektiva och skonsamma mot användarens rygg samt bekväma och stödjande för brukarna. Ytterligare Petermann-produkter kan användas beroende på situation och klinisk bild. Fråga våra experter. Vi hjälper dig gärna!

4 Produktmärkning/CE


OnlyU Cover från Petermann är en medicinteknisk produkt av klass I och uppfyller Europaparlamentets och rådets EU-förordning 2017/745 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter, även kallad MDR.

Petermann GmbH är certifierat enligt DIN EN ISO 13485 av TÜV Süd, Medicintekniska produkter – Kvalitetsledningssystem som omfattar design och utveckling, produktion och distribution av hjälpmedel för personer med begränsad rörlighet.



5 Rengöring, skötsel och desinficering

OnlyU Cover kan inte tvättas eller behandlas eftersom den endast är avsedd för engångsbruk. Öppnade rullar av OnlyU Cover bör förbrukas inom sex månader. Det är viktigt att skydda folien från smuts, värme, fukt och solljus – annars kan glidegenskaperna försämrats avsevärt.



Se motsvarande bruksanvisning för information om dispensern.

6 Tekniska data

Artikelnr	Material	Färg	Max brukarvikt
PM-060.60-100	Polyeten (LDPE), latexfri	grön	200 kg
PM-060.65-100	Polyeten (LDPE), latexfri	grön	200 kg
PM-060.70-100	Polyeten (LDPE), latexfri	grön	200 kg
PM-060.75-100	Polyeten (LDPE), latexfri	grön	200 kg

Artikelnr	Beskrivning	Mått i mm	Vikt	UDI
PM-060.60-100	OnlyU Cover 60 cm	100 m x 600 mm x 0,05	6 180 g	(01)4250355360601(10)x
PM-060.65-100	OnlyU Cover 60 cm inklusive kartonglåda	100 m x 600 mm x 0,05	6 360 g	(01)4250355360656(10)x
PM-060.70-100	OnlyU Cover 70 cm	100 m x 700 mm x 0,05	7 580 g	(01)4250355360700(10)x

Tillverkningen av våra produkter omfattas av högsta kvalitetsstandarder. På grund av normala variationer i tillverkningen definieras publicerade mått och övrig information om produktens skick som målspecifikationer i tillverkningen. Avvikelser som kan uppstå granskas genom standardiserade rutiner för kvalitetsledning och innebär inte att prestanda för respektive produkt minskar.

7 Garanti

- Företaget Petermann garanterar att produkten är fri från defekter i material och utförande.
- Företaget Petermann ansvarar inte för skador på grund av olyckor, följskador eller materiella skador.

8 Information om kassering

Det finns inga särskilda regler för kassering av OnlyU Covers, utan de kan kasseras i enlighet med gällande nationella och lokala bestämmelser.



Petermann GmbH
Waldweg 3
D-91601 Dombühl
Telefon: +49 (0) 9868-9339-0
E-post: petermann@pm-med.de

Sisältö

1 Yleisiä tietoja

- 1.1 Tuoteversiot
- 1.2 Lisävarusteet
- 1.3 Toimituksen laajuus
- 1.4 Säilytys, kuljetus
- 1.5 Käyttöikä / elinkaari

2 Turvallisuustiedot

- 2.1 Käytetyt symbolit
- 2.2 Toimintakunnon tarkastus

3 Tuotteen käyttäminen

- 3.1 Käyttöaihe (indikaatio) ja jatkokäyttö
- 3.2 Vasta-aiheet (kontraindikaatio)
- 3.3 Käyttötapariskit
- 3.4 Käyttökohteet
- 3.5 Kuva käyttötilanteesta
- 3.6 Käyttö
- 3.7 Hyväksytyt lisävarusteet, yhdistely muiden tuotteiden kanssa käytettäväksi

4 Tuotemerkintä / CE

5 Puhdistus, hoito ja desinfiointi

6 Tekniset tiedot

7 Takuu

8 Hävittämistä koskevat tiedot

1 Yleisiä tietoja

Kiitos, että valitsit Petermann-tuotteen.

Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa!

Nykyistä työterveyttä ja -turvallisuutta koskevan käsityksen mukaan hoitoalan ammattilaiset kokevat merkittävää työhön liittyvää fyysistä raskautta. Selkävammat ovat yleisiä. On monia tilanteita, joissa potilas on siirrettävä sängystä, pyöräpaareilta, ambulanssipaareilta, röntgenpöydältä tai pyörätuolista toisiin paareihin tai istuimelle. OnlyU Coveria käyttämällä avustajaan ja potilaaseen/hoidettavaan kohdistuvaa raskautta voidaan vähentää merkittävästi.

Siirtoapuvälineiden käytön edellytyksenä on oltava, että käyttäjä on oppinut käyttämään laitetta oikein. Käyttäjän on itse päätettävä, mitkä välineet soveltuvat potilastilanteeseen ja peräkkäisiin siirtoihin.

OnlyU Cover kuuluu tuotevalikoimaan, jota käytetään tukemaan potilaan siirtämistä tukemiseen sairaaloissa ja muissa hoitoyksiköissä.

Tuotetta saa käyttää vain määrättyyn tarkoitukseen ja määritetyissä olosuhteissa.

Tämän käyttöohjeen tiedot koskevat siirrettävää ja liikuteltavaa potilasta sekä käyttäjää, joka suorittaa siirron/asennon vaihdon.

Jos tarvitset lisätietoja tai apua Petermann-tuotteen käytössä, ota meihin yhteyttä.

Petermann OnlyU Cover on patentoitu seuraavalla patenttinumeroilla:

- DE 10 2006 058 367 B3
- EP 1 929 985 A2

1.1 Tuoteversiot

Vaihtoehto A

Tuotenro: PM-060.60-100 OnlyU Cover

Tuotenro: PM-060.70-100 OnlyU Cover

Vaihtoehto B

Tuotenro: PM-060.65-100 OnlyU Cover 60 cm x 100 m, sis. pahvilaatikko

1.2 Lisävarusteet

Tuotenro: PM-060.10 OnlyU Wall -seinäkiinnike 600 mm leveälle rullalle

Tuotenro: PM-060.30 OnlyU Wall -seinäkiinnike 750 mm leveälle rullalle

Tuotenro: PMF-0200 OnlyU Bracket

1.3 Toimituksen laajuus

Vaihtoehto A

OnlyU Cover

Käyttöohje

Vaihtoehto B

OnlyU Cover

Annostelulaatikko

Kierrenaru

Kalvoleikkuri

Käyttöohje

1.4 Säilytys, kuljetus

Säilytä / kuljeta	lämpötilassa -10 °C – 25 °C
	suhteellisessa ilmankosteudessa 50 – 75 %
Muuta:	suoja auringonvalolta

1.5 Käyttöikä / elinkaari

OnlyU Cover on kertakäyttöinen tuote ja sitä saa käyttää vain yhdelle henkilölle. Se ei sovellu uudelleenkäytettäväksi.

Avatut OnlyU Cover -rullat on käytettävä 6 kuukauden kuluessa. Kalvo suojataan lialta, kuumuudelta, kosteudelta ja auringonvalolta, muussa tapauksessa liukuominaisuudet voivat heikentyä merkittävästi (katso myös Tekniset tiedot, säilytys). Avaamattomien rullien säilyvyysaika on vähintään 12 kuukautta tuotteen vastaanottamisesta.

2 Turvallisuustiedot



VAROITUS osoittaa mahdollisen vaaran, joka voi johtaa henkilövahinkoihin tai aineellisiin vahinkoihin.

- Organisaation/käyttäjän vastuulla on olosuhteiden (potilaan paino/terveydentila) ja käyttäjän valmiuksien perusteella selvittää, tarvitaanko siirtämiseen useita käyttäjiä ja/tai ylimääräisiä turvatoimenpiteitä.

- On erittäin tärkeää varmistaa, että avustajia on riittävästi turvallisen siirron varmistamiseksi.
- Varmista, että käyttäjät suorittavat siirrot selkäystävällisesti.
- Painorajoituksia (200 kg) on noudatettava.
- Muista poistaa OnlyU Cover jokaisen siirron jälkeen.
- Liukastumisvaara! Varmista, ettei potilas liu'u pois sängystä, paareilta jne. asennon vaihdon tai siirtämisen aikana.
- Onnettomuusvaara! Varmista OnlyU Coveria käytettäessä aina, että sänky, paarit tai vastaava liikkuva väline on paikalleen lukittu, ts. sen jarrut on kytketty.
- Loukkaantumiswaara leikkurissa! Noudata annostelijan käyttöohjeessa annettuja turvallisuusohjeita.
- OnlyU Coveria ei saa käsitellä uudelleen. Kalvon uudelleen käsittely voi aiheuttaa materiaalivaurion ja siten vahingoittaa potilasta.
- Avatut OnlyU Cover -rullat on käytettävä 6 kuukauden kuluessa. Kalvo suojataan lialta, kuumuudelta, kosteudelta ja auringonvalolta, muussa tapauksessa liukuominaisuudet voivat heikentyä merkittävästi.
- Vaurioituneita OnlyU Covereita tai OnlyU Covereita, jotka ovat menettäneet liukuominaisuutensa käyttö- tai säilytysvirheiden vuoksi, ei saa käyttää.

2.1 Käytetyt symbolit

	Vain kertakäyttöön		suurin kantavuus, katso kohta 6
	Varoitus		Valmistaja
	Säilytyslämpötila		Pidä poissa auringonvalosta
	Kosteusraja		Eränumero
	Noudata käyttöohjetta		Tuotenumero
	Vaatimustenmukaisuusmerkki		Tunnistuskoodi
	Lääkinnälliseen laitteen tarra		

2.2 Toimintakunnon tarkastus

Myös OnlyU Coveriin kohdistuu luonnollinen ikääntymisprosessi. Tarkista apuvälineet säännöllisesti ja huolellisesti. Varmista, että tuote on moitteettomassa kunnossa eikä materiaali ole vahingoittunut. Tarkista tuotteen oikean toiminta ja varmista, että materiaali kestää kuormitusta. Liukumateriaalin sileä pinta mahdollistaa helpon liukumisen ja siirtämisen. Tarkista nämä ominaisuudet – mielellään uuteen tuotteeseen vertaamalla.



- **Viallisia tuotteita ei saa enää käyttää!**

3 Tuotteen käyttäminen

3.1 Käyttöaihe (indikaatio) ja jatkokäyttö

Lukuisten käyttömahdollisuuksien vuoksi käyttöaiheita ei voida sitoa tiettyyn kliiniseen tilanteeseen, koska kertakäyttöiset OnlyU Coverit soveltuvat kaikkiin käyttötilanteisiin, joihin liittyy avustamisen tarve. Vähentyneen kitkan ansiosta potilaan omia kykyjä voidaan hyödyntää PEM Disposable OnlyU Coveria käytettäessä. Käyttäjän puolelta tarvittava ponnistelu vähenee.

OnlyU Cover on kertakäyttöinen tuote ja sitä saa käyttää vain yhdelle henkilölle. Se ei sovellu uudelleenkäyttäväksi!

3.2 Vasta-aiheet (kontraindikaatio)

Vasta-aiheita ei voida sitoa tiettyyn kliiniseen tilanteeseen. Noudata kohdan 2 turvallisuustietoja.


Jos lihasjännitys kasvaa liian nopeiden siirtoliikkeiden vuoksi potilailla, jotka ovat levottomia, kipuherkkiä tai sekavia tai joilla on havaittava vamma, on mietittävä muita vaihtoehtoja. Ota tässä tapauksessa yhteyttä asiantuntijoihimme.

3.3 Käyttötapariskit

- Liikkeet suoritetaan liian nopeasti → putoamisvaara
- Nykivät liikkeet → lihasjännityksen kohoamisen vaara

3.4 Käyttökohteet

OnlyU Coveria voidaan käyttää sairaaloissa ja muissa hoitoyksiköissä sekä kotihoidossa. Koska OnlyU Cover on kertakäyttöinen, siirtäminen on nopeaa ja erittäin hygieenistä avustajille, ja se integroituu saumattomasti laitoksen materiaalinhallinnan logistiikkaan. Selkää ja energiaa säästävä avustajille, yksinkertainen ja mukava potilaille – OnlyU Cover vähentää kitkaa, kun siirrät ja/tai vaihdat makuu- tai istuma-asennossa olevien potilaiden asentoa. Työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön, kuormankäsittelymääräysten ja tapaturmien ehkäisemismääräysten vaatimusten mukaisesti OnlyU Cover vähentää mahdollisia vaaroja potilasta siirrettäessä niin pitkälle kuin se on mahdollista.



3.5 Kuva käyttötilanteesta



3.6 Käyttö

OnlyU Cover on putkimainen kalvo, ihoystävällinen, repäisynkestävä, lateksiton ja biologisesti yhteensopiva. Erityinen materiaali koostumus parantaa OnlyU Coverin korkean tason liukuominaisuuksia päivittäisessä hoidossa. OnlyU Coveria voidaan käyttää myös asennonvaihto- ja siirtoapuvälineiden kertakäyttöpäällisenä. OnlyU Cover toimitetaan 100 metrin rullana tukevassa pahviytimessä ja käyttövalmiina kuljetus- tai annostelulaatikossa.

3.6.1 Vaihtoehto A

Aseta kalvorulla annostelijaan

- Aseta annostelija valmiiksi (katso annostelijan käyttöohje).
- Poista kalvo kuljetuslaatikosta.
- Kiinnitä kokosovittimet pahviytimen aukkoihin kalvorullan sivulla.
- Työnnä annostelijan metallitanko kokosovittimien ja kalvorullan läpi.
- Aseta kalvorulla annostelijaan takakautta ja työnnä se annostelijan leikkuria vasten.
- Kiinnitä metallitanko tankopidikkeeseen annostelijassa.
- Jos annostelija on asennettu seinään, kalvorulla ladataan etupuolelta.
- Kalvorullan lataamiseen tarvitaan toinen henkilö, jos annostelija on asennettu seinään.

Katkaise kalvo pituussuunnassa

- Liikuta OnlyU Cover $\frac{3}{4}$ kierrosta uloskelaussuuntaan nähdessä vastakkaiseen suuntaan.
- Kalvon päästä on tartuttava varovasti.
- Vedä haluttu pituus OnlyU Coveria molemmilla käsillä leikkurin alapuolelta.
- Teksti on painettu noin 50 cm:n välein, ja se auttaa mittaamaan kalvon pituuden.
- Paina leikkuri varovasti yhdellä kädellä OnlyU Coveria vasten.
- Vedä OnlyU Cover toisella kädellä leikkurin yli.
- OnlyU Cover on helppo ja siisti repäistä ilman voimaa.

Kalvon sijoittaminen I

- Hiero OnlyU Coveria käsiesi välissä.
- OnlyU Coverin välissä oleva ilma helpottaa liukuliikettä.
- OnlyU Cover työnnetään potilaan lantion alle.

Kalvon sijoittaminen II

- Hiero OnlyU Coveria käsiesi välissä.
- OnlyU Coverin välissä oleva ilma helpottaa liukuliikettä.
- Aseta potilas kyljelleen.
- Taita OnlyU Coveria noin $\frac{1}{3}$.
- Aseta OnlyU Cover potilaan selkää vasten, paikka voi vaihdella tarpeen mukaan.
- Aseta potilas selälleen.
- Vedä taitettua osaa kolmannes sivusuunnassa potilaan alle.
- Potilas on asetettava OnlyU Coverin keskelle.

Siirtäminen pääpuolta kohti

Edellytykset: Jalkoja voidaan taivuttaa. Tässä tapauksessa suositellaan luistamattoman maton käyttöä!

- Taivuta potilaan jalkoja.
- Potilas voi siirtyä ylöspäin työntämällä jaloillaan yksin tai avustajan avustuksella.

Jos jalkoja ei voi taivuttaa, tarvitaan toinen pala OnlyU Coveria.

Siirtäminen sivulle

Edellytykset: ei mitään

OnlyU Coverin joustavuus mahdollistaa siirrot sivuttaissuunnassa.

Poistaminen

Asennon vaihtamisen jälkeen OnlyU Cover voidaan poistaa potilasta siirtämättä.

3.6.2 Vaihtoehto B

Valmistele OnlyU Cover annostelulaatikossa

- Avaa laatikon kansi.
- Irrota kalvoleikkuri ja kierrenaru.
- Käännä kalvorulla laatikossa niin, että kalvon pää on päällä.
- Poista teippi kalvosta.
- Vedä kalvon päätä n. 50 cm ulos laatikosta molemmin käsin.
- Vedä kalvon pää ulos laatikon etureunasta.
- Sulje laatikon kansi.

OnlyU Cover -kalvon leikkaaminen mittaan

- Vedä haluttu pituus OnlyU Coveria alas ja ulos annostelijan aukosta molemmilla käsillä.
- Pidä OnlyU Coveria toisella kädellä.
- Aseta kalvoleikkuri toisella kädellä laatikon kantta vasten.
- Leikkaa OnlyU Cover yhdellä jatkuvalla liikkeellä.

Vinkki: Tarkan suoran leikkauksen saamiseksi kalvoleikkuri voidaan kuljettaa laatikon kannen reunaa pitkin leikkaamisen aikana.

Kierrenarua voidaan käyttää kalvoleikkurin kiinnittämiseen annostelulaatikkoon tai sijoituspaikkaan liimatyynyn avulla.

Käy verkkosivustollamme osoitteessa www.pm-med.de tai katso kattavat tuotevideomme YouTube-kanavallamme.




3.7 Hyväksytyt lisävarusteet, yhdistely muiden tuotteiden kanssa käytettäväksi

Petermann siirtoapuvälineet ovat osa kattavaa apuvälinevalikoimaa, jotka ovat tehokkaita ja selkä-ystävällisiä avustajalle, samalla tarjoten siirrettävälle mukavuutta ja parempaa siirtoasentoa. Muita Petermann-tuotteita voidaan käyttää tilanteen ja siirtotarpeen mukaan. Kysy lisää asiantuntijoiltamme. Autamme mielellämme!

4 Tuotemerkintä / CE


Petermann OnlyU Cover on luokan I lääkinällinen laite ja täyttää lääkinällisistä laitteista (MDR) 5.4.2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/745.

TÜV Süd on sertifioinut Petermann GmbH:n standardin DIN EN ISO 13485 Lääkinälliset laitteet - Laadunhallintajärjestelmät mukaisesti, joita voidaan soveltaa liikuntarajoitteisille henkilöille suunnattujen apuvälineiden suunnittelussa ja kehittämisessä, valmistuksessa ja jakelussa.



5 Puhdistus, hoito ja desinfiointi

OnlyU Coveria ei voi pestä tai käsitellä, koska se on tarkoitettu vain kertakäyttöön. Avatut OnlyU Cover -rullat on käytettävä kuuden kuukauden kuluessa. Kalvo suojataan lialta, kuumuudelta, kosteudelta ja auringonvalolta, muussa tapauksessa liukuominaisuudet voivat heikentyä merkittävästi.



Katso annostelijaa koskevat tiedot vastaavasta käyttöohjeesta.

6 Tekniset tiedot

Tuotenro	Materiaali	Väri	Sallittu kuormitus
PM-060.60-100	Polyeteeni lateksiton (LDPE),	vihreä	200 kg
PM-060.65-100	Polyeteeni lateksiton (LDPE),	vihreä	200 kg
PM-060.70-100	Polyeteeni lateksiton (LDPE),	vihreä	200 kg
PM-060.75-100	Polyeteeni lateksiton (LDPE),	vihreä	200 kg

Tuotenro	Kuvaus	Mitat millimetreinä	Paino	UDI
PM-060.60-100	OnlyU Cover 60 cm	100 m x 600 mm x 0,05	6180 g	(01)4250355360601(10)x
PM-060.65-100	OnlyU Cover 60 cm sis. pahvilaatikon	100 m x 600 mm x 0,05	6360 g	(01)4250355360656(10)x
PM-060.70-100	OnlyU Cover 70 cm	100 m x 700 mm x 0,05	7580 g	(01)4250355360700(10)x

Tuotteemme valmistetaan korkeimpia laatustandardeja noudattaen. Normaalien valmistusvaihtelujen vuoksi julkaistut mitat ja lisätiedot tuotteen kunnosta on ilmoitettu valmistuksen tavoite-erittelyinä. Mahdollisia poikkeamia valvotaan ammattimaisilla laadunhallintamenettelyillä, eivätkä ne tarkoita kyseisen tuotteen suorituskyvyn alenemista.

7 Takuu

- Petermann takaa, ettei tuotteessa ole materiaali- ja valmistusvirheitä.
- Petermann-yritys ei ole vastuussa vahingossa tapahtuneista tai välillisistä loukkaantumisista tai aineellisista vahingoista.

8 Hävittämistä koskevat tiedot

OnlyU Cover -kalvoille ei ole erityisiä hävitysmääräyksiä, vaan ne voidaan hävittää voimassa olevien kansallisten ja paikallisten määräysten mukaisesti.



Petermann GmbH
Waldweg 3
D-91601 Dombühl
Puhelin: +49 (0) 9868-9339-0
Sähköposti: petermann@pm-med.de